

装箱单

尊敬的客户您好!

当您收到我公司产品时,请及时核对所有部件,如有遗漏请三日内与我公司联系,我们将以最快速度为您解决问题,以免耽误您的实验进程。

售后电话: 0551-65595008

邮箱: kmt@aiofm.ac.cn (如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱)

出厂日期: 年月日 型号: OTF-1200X-S-II 单据号码:

| | | 型号: OTF-1200X-S-11 | F-1200X-S-II | | |
|------|-----------|--|-----------------------|----|-----|
| 设备编号 | | 发往何地 | | 1 | |
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高温炉 | OTF-1200X-S-II | 台 | 1 | |
| 2 | 热电偶 | K 型 | 根 | 1 | 已安装 |
| 3 | 管堵 | SY-25 Φ18*50mm泡沫陶瓷 SY-50 (40*50mm)泡沫陶瓷 | 个 | 4 | 可选 |
| 4 | 耐温手套 | 大号 | 副 | 1 | |
| 5 | 炉管 | Φ 25*600 Φ 50*600 | 根 | 1 | 可选 |
| 6 | 炉钩 | 60Cm | 把 | 1 | |
| 7 | 内六角扳手 | M2.5 M5 | 把 | 2 | |
| 8 | 国标电源线 | RVV-3*1.5-3 米 (黑色) | 根 | 1 | |
| 9 | 不锈钢快接法兰总成 | Φ1 英寸 Φ52mm | 套 | 1 | 可选 |
| 10 | 硅胶 0 型圈 | 外径 φ 32*内径 φ 24*截面 φ 4 外径 φ 58*内径 φ 48*截面 φ 5 | 个 | 8 | 可选 |
| 11 | 说明书 | | 本 | 1 | |
| 12 | 保修证书 | | 本 | 1 | |
| 检验人 | | | 审核人 | | |